



INSTRUCTIVO PARA ABRIR LA TOMOGRAFÍA

1. Al correo llega un enlace



2. Clic en descargar



3. Clic en el nombre del paciente

CT_CASTROBARRETOLUZMARINA_117387_906 (1).rar (copia de evaluación)

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario P

CT_CASTROBARRETOLUZMARINA_117387_906 (1).rar - archivo RAR, tamaño descomprimido 493.341.040 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
CT_CASTROBAR...	493.341.040	202.088.532	Carpeta de archivos	21/12/2021 4:4...	


4. Clic en la carpeta bin

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
bin	356.376.737	144.855.129	Carpeta de archivos	21/12/2021 4:1...	
language	3.799.849	922.305	Carpeta de archivos	21/12/2021 4:1...	
Resources	100.876.383	34.297.281	Carpeta de archivos	21/12/2021 4:1...	
LUZ MARINA C...	16.197.616	11.086.466	Microsoft Edge PD...	21/12/2021 4:4...	77181634
LUZ MARINA C...	16.090.426	10.927.322	Microsoft Edge PD...	21/12/2021 4:2...	DC1935EE
start.bat	29	29	Archivo por lotes ...	29/03/2021 4:2...	DAFAA19B

5. Clic en START.exe

logClose.txt	636	307	Documento de tex...	21/12/2021 4:1...	0270C594
logOpen.txt	41.287	2.635	Documento de tex...	21/12/2021 4:1...	773AAAAB
matrix64.dll	93.184	38.233	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	BDE9E8B0
MedicOpen.ini	603	287	Opciones de confi...	21/12/2021 4:1...	15432EF0
models.imp	47.012	4.430	Archivo IMP	5/08/2021 5:48 ...	82F6C008
models.pin	1.399	312	Archivo PIN	5/08/2021 5:48 ...	DFFD29A8
msvcpl40.dll	633.120	151.352	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	2567200B
options.ini	387	217	Opciones de confi...	21/12/2021 4:1...	E20CF1B0
sleeves.imp	69.547	4.254	Archivo IMP	5/08/2021 5:48 ...	FEB7FBBA
sleeves.pin	4.665	812	Archivo PIN	5/08/2021 5:48 ...	137ACAD6
START.exe	87.165.064	25.024.731	Aplicación	31/03/2021 11:...	919FEA4B
vccorlib140.dll	395.568	97.277	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	9D77D472
vcomp120.dll	137.376	60.866	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	FB612AA7
vcomp140.dll	185.128	85.607	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	705A48F2
vcruntime140.dll	87.864	44.146	Extensión de la apl...	29/03/2021 4:2...	A8BA6799
xmlDatabaseStr...	2.457	513	Documento XML	29/03/2021 4:2...	12A0CE95
xmlImagesList.x...	134.422	2.156	Documento XML	21/12/2021 4:1...	FD9C67C2
xmlSeriesList.xml	1.466	481	Documento XML	21/12/2021 4:1...	E436632B
xmlStudiesList.x...	1.741	571	Documento XML	21/12/2021 4:1...	5109585D

6. Clic en abrir



7. Ya puede visualizar la tomografía

