



# INSTRUCTIVO PARA ABRIR LAS TOMOGRAFIAS EN CD


1. Coloque el cd y abra la unidad de disco y de doble clic en el nombre del paciente.




2. Doble clic en el nombre del paciente.




3. Allí encuentra los archivos del paciente, haga doble clic en el que desea visualizar.




#### 4. Doble clic en la carpeta bin




#### 5. Doble clic en START.exe



#### 6. Esperar que el archivo cargue



## 7. Clic en abrir



## 8. Ya puede visualizar la tomografía.

